

**RF & HIFEM+**  
for Fat & Muscle

**MOC 5000 W**

**4 UCHWYTY PRACUJĄ JEDNOCZEŚNIE**

**+25% Mięśni**



**WIĘCEJ**

**-30% tłuszczu**

**MNIEJ**

**ŁĄCZONY ZABIEG 30-MINUTOWY**







Zabieg MUSCULPTING NEO opiera się na aplikatorze, który jednocześnie emituje zsynchronizowaną energię RF i HIFEM+.


Dzięki ogrzewaniu częstotliwością radiową temperatura mięśni szybko wzrasta o kilka stopni. Przygotowuje to mięśnie do narażenia na stres, podobnie jak w przypadku rozgrzewki przed każdym treningiem. W mniej niż 4 minuty temperatura w tłuszczu podskórnym osiąga poziom powodujący apoptozę, czyli komórki tłuszczowe są trwale uszkodzone i powoli usunięte z organizmu. Badania kliniczne wykazały średnio 30% redukcję tłuszczu podskórnego.\*

Omijając ograniczenia mózgu, energia HIFEM+ kurczy włókna mięśniowe w tym obszarze przy intensywnościach, których nie można osiągnąć podczas dobrowolnego treningu. Ekstremalne siły stresu mięśni do adaptacji, co skutkuje zwiększeniem liczby i wzrostem włókien mięśniowych i komórek. Badania kliniczne wykazały średnio 25% wzrost objętości mięśni.\*

# Mechanizm skurczu mięśnia



Impulsy nerwowe wywołują reakcję biochemiczną, która powoduje przyłączenie się miozyny do aktyny



MUSCULPTING NEO wywołuje bardzo silne (ponadmaksymalne) skurcze mięśni, nieosiągalne poprzez ćwiczenia. Pod wpływem tych silnych skurczów, mięsień tkanka jest zmuszona dostosować się do tak ekstremalnych warunków. Mięsień zaczyna przebudowywać swoją wewnętrzną strukturę poprzez mnożenie włókien i ich wzrost. HIFEM wykorzystuje specyficzną zakres częstotliwości, który nie pozwala na rozluźnienie mięśni pomiędzy dwoma kolejnymi stymulacje. Mięsień zmuszony jest pozostać w stanie skurczu przez wiele sekund. Wielokrotne narażenie na te warunki dużego obciążenia powoduje obciążenie tkanki mięśniowej i jest zmuszony się dostosować. Ostatnie badania wykazały, że średnio 15%-16% wzrostu u leczonych pacjentów po upływie jednego do dwóch miesięcy obserwowano zwiększenie grubości mięśni brzucha Zabiegi HIFEM.

### PŁASKI UCHWYT



BRZUCH

ZAD

UDA


Z POWROTEM

### ZAKRZYWIONY UCHWYT



HERB


CIELADKI



### UCHWYT MIĘŚNI MIEDNICY

Uchwyt mięśni dna miednicy działa w celu łagodzenia nietrzymania moczu poprzez stymulację wzmacnianie i stymulowanie mięśni podszwowych dno miednicy. Podczas zabiegu siadasz na specjalnie zaprojektowany uchwyt, który dostarcza energię elektromagnetyczną do mięśnie dna miednicy, zmuszając je do kurczenia się. Przez w trakcie leczenia skurcze te nasilają się osłabione mięśnie i przywraca kontrolę nerwowo-mięśniową pęcherza moczowego.






Typ H

Typ składowy

Typ tłuszczu

Po porodzie

Zbuduj mięśnie brzucha  
cles Perfect Firm abs  
i linia V abs



ZANIM

PO

Urządzenie MUSCULPTING NEO działa na obszar brzucha, powodując jego skurcz i napięcie.

mięśnie, aby spalić tłuszcz i wyrzeźbić ten obszar. Zabieg ten może pomóc Ci poprawić

definicję mięśni, którą już widzisz dzięki swojej rutynie fitness. Jest to również idealne rozwiązanie



aby uporać się z tym uporczywym centymetrem tłuszczu na brzuchu, którego po prostu nie możesz się pozbyć.



musculpting  
Neo

na brzuch





Zabieg MUSCULPTING NEO działa również na pośladki, wykorzystując ten sam supramaksymalny skurcze mięśni, jak w okolicy brzucha. Wielu pacjentów decyduje się na wypróbowanie tego leczenia zamiast inwazyjnego brazylijskiego liftingu pośladków. Technologia HIFEM zapewnia pierwszy na świecie nieinwazyjny zabieg liftingu pośladków. Zabieg ten może nadać Ci krzywiznę, napięcie i uniesienie które pragniesz. Jest to alternatywa dla zabiegu Brazilian Booty Lift i zapewnia zdefiniowany kształt zamiast dodawania nadmiaru tłuszczu w tym obszarze.



# musculpting

Neo

na pośladek



# Inteligentny system operacyjny

## WYBÓR PŁCI


Mężczyzna | Kobieta

## WYBÓR OBSZARU LECZENIA

Pośladek | Brzuch | Udo | Ramię | Łydka

## WYBÓR TRYBU PRACY

Hiit | Siła | Budowanie mięśni | Kształtowanie sylwetki | Spalanie tłuszczu



Nowy inteligentny system operacyjny może automatycznie dopasowywać różne parametry zabiegu do różnych części zabiegu; jednocześnie jest wyposażony w pięć

różne tryby pracy, aby bezpośrednio dopasować odpowiednie parametry obróbki zgodnie z potrzebami obróbki klientów. Niezwykle łatwy w obsłudze

# Porównanie

	KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI NEO	PROFESJONALIZM MIĘŚNI
Technologia	HIFEM + RF	HiFiEM
Co może zrobić?	Buduj i wzmacniaj mięśnie, spalaj tłuszcz, ujędrniaj skórę	Budowa i wzmocnienie mięśni
Co leczy?	Mięśnie + Tłuszcz + Skóra	Mięsień
Jak długo trwa leczenie?	30 minut	30 minut
Ile sesji	4 minimum	4 minimum
Bezkontaktowy czy nie	Musi znajdować się na skórze, aby mógł mieć kontakt	Może znajdować się na skórze lub na ubraniu
Dyskomfort	Nic	Nic
Powrót do zdrowia	Absolutnie żadnego	Absolutnie żadnego
Jak często należy to robić?	Od 1 do 3 miesięcy, zmienne	Od 1 do 3 miesięcy, zmienne
Wymagania BMI	Do BMI 35	Do BMI 30

## KONTAKT Z NAMI

Adres e-mail: [info@bjnubway.com](mailto:info@bjnubway.com)

Telefon: 0086-10-60418533

Strona internetowa: [www.nubway.com](http://www.nubway.com)

Dodaj: Budynek strefy zachodniej nr 5 Mauhwa Industry Park nr 1 Caida 3

Ulica Shunyi District Pekin 101300 Chiny

## SPECYFIKACJE

Częstotliwość:	1-150 Hz
Moc RF:	800 W
Moc:	5000 W
Intensywność:	7Tesli
Ekran:	12,4-calowy wytrzymały ekran
Szerokość impulsu:	310 $\mu$ s $\pm$ 10%
Chłodzenie:	Chłodzenie powietrzem
Woltaż:	AC220V $\pm$ 10% 10A 50Hz , 110 V $\pm$ 10% 10 A 60 Hz