

# CRY TEE 360°

MASZYNA WYSZCZUPLAJĄCA KRIOLIPOLIZA



€ WIĘCEJ KOMFORTÓW


€ BARDZIEJ SKUTECZNE

€ WIĘCEJ OBSZARÓW ZABIEGU

## REDUKCJA TŁUSZCZU A UTRATA WAGI


Może być mylące, gdy usłyszysz, że redukcja tkanki tłuszczowej to nie to samo, co utrata wagi. W obu przypadkach chodzi o to, co dzieje się z komórkami tłuszczowymi. Przegrana waga powoduje, że komórki tłuszczowe stają się mniejsze, a utrata wagi nie powoduje ich zaniku. Typowa liczba komórek tłuszczowych w naszym organizmie staje się stałą liczbą gdzieś w naszych nastoletnich latach. Utrata lub przyrost masy ciała na ogół nie zwiększa ani nie zmniejsza liczby komórek tłuszczowych. Zamiast tego zmienia wielkość komórek tłuszczowych.

### KOMÓRKI TŁUSZCZOWE PO TYPOWA UTRATA WAGI




Po diecie i utracie wagi komórki tłuszczowe stają się mniejsze, ale... liczba komórek tłuszczowych pozostaje taka sama. Kiedy jest waga zdobyte, komórki tłuszczowe powiększają się.

### KOMÓRKI TŁUSZCZOWE PO PROCEDURA KRIOLIPOLIZY



Procedura zamrażania tłuszczu metodą kriolipolizy faktycznie zmniejsza jego ilość liczbę komórek tłuszczowych w obszarach poddanych zabiegowi o około 20%. 25%. Te komórki tłuszczowe są naturalnie przetwarzane i eliminowane, aby nie przedostały się do innego obszaru ciała.

## CRYOTEC360 VS STARE TECHNOLOGIA



## UCHWYT 360 STOPNI NOWEJ GENERACJI

Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości  
Rozmiar ekranu 3,5 cala



Medyczny miękki materiał silikonowy




Wymienne kontury



Z łatwością zmieniaj kontury

Kontury można szybko i bezpiecznie przymocować do uchwytu, co jest bardzo wygodne w przypadku leczenia różnych obszarów



10 różnych rozmiarów misek z uchwytami, idealnych dla całego ciała  
zabieg zamrażania tłuszczu



Uchwyt A 2 filiżanek



235\*65\*44mm



255\*65\*47mm



Uchwyt B 4 filiżanek



180\*70\*43mm




190\*70\*43mm



210\*70\*43mm



220\*73\*50mm



Uchwyt C 3 filiżanek



125\*55\*45mm



150\*55\*45mm



140\*55\*45mm



83\*30\*50mm



Łatwy w obsłudze

Inteligentne oprogramowanie do projektowania, obróbka parametry zostaną ustawione automatycznie w zależności od grubości tłuszczu.

## DLACZEGO CRYOTEC 360 różni się od innych maszyn



Krótszy czas leczenia

Rewolucyjna konstrukcja miseczek i cztery końcówki pracujące jednocześnie, oszczędzają koszty personelu i czas leczenia.



Celuj w więcej niechcianego tłuszczu na zabieg

Rękojeść 360 stopni, 100% skuteczna powierzchnia chłodzenia. Otaczające działanie chłodzące w całym aplikatorze. Efekt leczenia jest znacznie lepszy.



Leczenie bardziej upartych obszarów

Wymienne aplikatory z 10 różnymi rozmiarami konturów pozwalają na leczenie małych i dużych obszarów tkanki tłuszczowej na szyi, ramionach, tułowiu i udach.



100% bezpieczeństwo leczenia

Wewnątrz rękojeści zamontowane są profesjonalne czujniki temperatury, które monitorują temperaturę chłodzenia czasie rzeczywistym, aby zapewnić bezpieczeństwo leczenia.



## PRZED PO



### SPECYFIKACJA

Numer uchwytu	Dostępne 4 uchwyt
Uchwyt ekranu	3,5-calowy ekran dotykowy
Próżnia	0KPA-100KPA
Ekran	10,4 cala
Temperatura chłodzenia	5 - -10 °C
System chłodzenia	Chłodzenie wiatrem + chłodzenie wodą + chłodzenie półprzewodnikowe
Moc wejściowa	2500 W
Wymiar	445*480*1162MM
Waga netto	76 KG
Specyfikacja bezpiecznika	Ř5×25 15A
Napięcie	AC220V±10%,10A;50HZ AC110V ± 10% 10A, 60 Hz