




Podkreśl swoje naturalne piękno i odnow pewność siebie dzięki Vshape IV



KOCHAJ SWÓJ KSZTAŁT

POŻEGNAJ SIĘ Z CELLULITEM




Zabiegi na całe ciało

Bezpieczny i niezawodny

Skuteczny i wygodny






Laser podczerwony bezpośrednio nagrzewa obszar docelowy

Podciśnienie unosi tkankę docelową, zbliżając ją do bariery energii

Bipolarnie ciepło RF z naskórka do tkanki podskórnej na głębokość 15 mm
głębokość może nieprzerwanie dostarczać tkance energię cieplną
włókna kolagenowe tkanki tłuszczowej i skóry właściwej.

Masaż rolkowy przyspiesza krążenie krwi i drenaż limfatyczny.



Łączy pięć różnych technologii

V-shape IV łączy pięć różnych technologii, w tym IR (laser podczerwony), bipolarną RF, wałek masujący, próżnię i kawitację.

za pomocą ultradźwięków. Połączenie promieniowania IR, podciśnienia i fal radiowych powoduje głębokie nagrzewanie komórek tłuszczowych i tkanki łącznej

otaczające i znajdujące się pod skórą włókna kolagenowe. Ten rodzaj wydajnego ogrzewania i podciśnienia stymuluje wzrost

nowego i ulepszonego kolagenu i elastyny, co skutkuje miejscową redukcją wiotkości skóry, objętości ciała i

ogólną poprawą struktury i tekstury skóry. Wałek masujący powoduje natychmiastowy wzrost krążenia i drenażu


limfatyczny, który jest niezbędny dla zdrowej struktury skóry.






Twarz i podbródek

- Odmłodzenie i ujędrnienie skóry (wiotkość, zmarszczki, drobne linie) Kontur oczu
- twarz i szyja (modelowanie podbródkowe)
- Odmładzanie skóry




Ramiona (skrzydła bingo) i plecy

- Redukcja obwodowa
- Rozciąganie się skóry (wiotkość)
- Rozstępy



Brzuch (brzuch i boczki)


- Redukcja obwodowa
- Konturowanie ciała
- Rozciąganie się skóry (wiotkość)
- Rozstępy (czerwone i białe)



Nogi (uda i pośladki)

- Redukcja obwodowa
- Leczenie cellulitu
- Konturowanie ciała
- Ujędrnianie skóry





Wymiary: 40mm x 66mm

UCHWYT ROLKOWY ODKURZACZA RF NA PODCZERWIĘĆ (DUŻY)


Stosowany w celu eliminacji cellulitu.


ujędrnianie skóry brzucha, pośladków, talii, ud i pleców.

30 sekund leczenia może

zwiększyć temperaturę

obszar zabiegowy w temperaturze 43,5°C





Czoło

z powrotem

Czyste i higieniczne


Wymienna głowica aplikatora



Wymiary: 30mm x 44mm

UCHWYT ROLKOWY ODKURZACZA RF NA PODCZERWIĘĆ (MAŁY)

Stosowany jest w celu eliminacji cellulitu i ujędrnienia skóry ramion, łydek i pleców.



Czoło

z powrotem



4,5mm x 9mm




9mm x 13mm




4,5mm x 9mm

UCHWYT RF DO ODKURZACZA TWARZY


Wyposażone w trzy różnej wielkości głowice zabiegowe, które służą do napinania i liftingu skóry twarzy i szyi, usuwanie zmarszczek wokół oczu, leczenie worków i cieni pod oczami.





Czoło

z powrotem



Uchwyty posiadają 3,5-calowy ekran dotykowy i

Parametry zabiegu można regulować za pomocą uchwyty


w trakcie leczenia, co jest wygodne dla operacji.



UCHWYT DO KAWITACJI ULTRADŹWIĘKOWEJ PRÓŻNIOWEJ

Łączy działanie podciśnienia i ultradźwięków, umożliwiając miejscową redukcję tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, pośladków, ud i innych obszarów.

ŚREDNIA REDUKCJA SZEROKOŚCI BRZUCHA




Według licznych statystyk dotyczących leczenia klinicznego, obwód talii wynosi 4-6 cm

zmniejszenie szerokości po jednym cyklu zabiegu, a redukcja ta jest kontynuowana

przez następne 2-3 miesiące.

PRZED I PO





Zawór elektromagnetyczny SMC w Japonii

Duża prędkość, długa żywotność, brak hałasu.



Koreański silnik DKC

Stabilna wydajność, długa żywotność



Pompa powietrza importowana z Włoch

Wysoki przepływ, niski poziom hałasu



Amerykańska koherentna dioda laserowa IR

Duża moc, długa żywotność

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Baza RF | 800 W |
| Częstotliwość RF | 2MHz |
| Moc lasera podczerwonego | 20w |
| Długość fali lasera podczerwonego | 940nm |
| Moc ultradźwiękowa | 200 W |
| Gęstość próżni | 10-90Kpa |
| Wymiary | Wymiary: 532 mm x 537 mm x 1130 mm |
| Waga | 50kg |

